

Σ-Virocult[®] 病毒採樣拭子

Virocult[®] medium for virus isolation and identification

VTM 病毒採檢管可用於新冠病毒採檢，檢體可以拿來做 PCR、RTPCR、POCT(快篩)、ELISA 方法


VTM 病毒採檢管可用於呼吸道病毒(Influenza A,B、MERS、CoV、Ebola、Zika、adenovirus、RSV)和腸道病毒(輪狀病毒、諾羅病毒)和 HPV 採檢

Σ-Virocult[®] 系列(符合美國 FDA 和 CDC 要求的標準拭子)

Code	medium	管長	棉棒長度	折斷點	用途說明	Bud material
MW950S	2ML	102mm x 15mm	15cm	79mm	適用於鼻腔、咽喉、傷口皮膚、陰道、環境	Foam
MW950SENT	2ML	102mm x 15mm	15cm	78mm	適用於鼻腔、咽喉、兒童、尿道	Foam
MW951S	1ML	80mm x 12mm	15cm	79mm	適用於鼻腔、咽喉、傷口皮膚、陰道、環境	Foam
MW951SENT	1ML	80mm x 12mm	15cm	78mm	適用於鼻腔、咽喉、兒童、尿道	Foam
MW950T	2ML	102mm x 15mm			單管、可搭配 MW002NF 植絨拭子	
MW951T	1ML	80mm x 12mm			單管、可搭配 MW002NF 植絨拭子	

125 支/箱- MW950S、MW950SENT、MW951S、MW951SENT

200 管/箱- MW951T；50 管/箱- MW950T



拭子-MW950S、MW951S

拭子-MW950SENT、MW951SENT

Medium – 2ML

Medium – 1ML

植絨拭子系列

Code		棉棒長度	折斷點	用途說明	Bud material
MW002NF	Nylon Flock Fibre Mini-Tip	15.1cm	78mm	單支包裝、適用於鼻咽	Nylon Flock

125 支/箱，VTM 病毒採檢管可以搭配 MW002NF 植絨纖維拭子，VTM 在 PCR 機器操作不會干擾 CT 值影響結果，快篩不會造成偽陽性。

Σ-Transwab[®] Single 系列、Σ-VCM 系列

Code	medium	管長	棉棒長度	折斷點	用途說明	Bud material
MW176S	1ML	80mm x 12mm	15cm	79mm	適用於鼻腔、咽喉、傷口皮膚、環境	Foam
MW176T3	3ML	80mm x 12mm			單管、可搭配 MW002NF 植絨拭子	
MW926T	3ML	102mm x 15mm			單管、可搭配 MW002NF 植絨拭子	

3ML VTM 容易造成檢體稀釋 PCR 結果會降低敏感性，使用此產品請考量用途

125 支/箱- MW176S、200 管/箱- MW176T3

50 管/箱- MW926T

